

## SONDA LASER RECTA ILUMINADA 23G

REFERENCIA: KA-V6300-23AR

MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda de láser recta con luz, para fotocoagulación retinal con luz y permitir la identificación del cirujano. Con adaptador para equipo de 23ga Iridex®/ aguja de 19G.

Medidas: 23G

Presentación: Caja de 10 unidades estériles.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0086 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 04 de Mayo del 2016, Rev. 1*