

## SONDA LASER RECTA ILUMINADA 25G

REFERENCIA: KA-V6300-25BR  
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda de láser recta con iluminación indicada para fotocoagulación retinal. Compatible con equipos Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905//Synergetics®.

Medida: 25Ga.

Material: Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 24 de marzo de 2016, Rev.1.*