

SONDA LASER CURVA ILUMINADA 20G

REFERENCIA: KA-V6310-20AR
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda láser curva iluminada de 20Ga, indicada para fotocoagulación retiniana. Diseño ergonómico, punta flexible, y adaptador para equipos Iridex®/19Ga Needle. Estéril y desechable.

Medidas: 20G

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 31 de Mayo de 2017, Rev.1