


## CUCHILLETE DE DIAMANTE

**REFERENCIA: ME-217**

**MARCA: MEYCO**



Single lancet with blunt sides						
B	L	D	A	S	Order No	
2.40	4.00	0.20	70°	1.70	ME-213	
2.50	4.00	0.20	70°	1.75	ME-214	
2.65	4.00	0.20	70°	1.85	ME-215	
2.80	4.00	0.20	70°	2.00	ME-216	
2.85	4.00	0.20	70°	2.00	ME-217	
3.00	4.00	0.20	70°	2.20	ME-218	
3.10	4.00	0.20	70°	2.20	ME-219	
3.20	4.00	0.20	70°	2.30	ME-220	
3.50	4.00	0.20	70°	2.50	ME-212	

Descripción: Cuchillete de Diamante angulado para intervenciones de Cataratas. Bisel superior con lados romos. Mango de Titanio con un fino ángulo montado que hace más fácil guiar el filo de corte a través de la córnea. Todas las partes metálicas están recubiertas de Titanio y Nitrito para la protección del metal.

Presentación: Unitario.

Dispone de declaración de conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.