




MEDICAL MIX, S.L.
Amposta, 20
08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 589 36 37
Fax 93 589 28 29
mmix@medicalmix.com
www.medicalmix.com

CUCHILLETE DE DIAMANTE MICROMÉTRICO PARA CIRUGÍA REFRACTIVA

REFERENCIA: ME-420

MARCA: MEYCO



Descripción: Cuchillete de diamante Micrométrico con las siguientes ventajas únicas:

- Micrómetro de alta precisión con una escala fácilmente legible.
- Con un patín que permite una óptima visión de la hoja de diamante (totalmente paralela al patín) que garantiza la profundidad de corte deseada.
- El patín tiene una superficie pulida y superfina que permite deslizarse suavemente sobre la cornea.
- Especialmente diseñado para cirugía Refractiva.

Material: Hoja de diamante natural y mango de titanio.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.