


CUCHILLETE DE DIAMANTE MICRÓMETRICO RK-TC

REFERENCIA: ME-425

MARCA: MEYCO



Type RK-TC (to Dr. S. P. Thornton)

B	L	D	A	S	Order No
0.80	3.50	0.10	15°	0.20	ME-425

Descripción: Cuchillete de diamante micrométrico con las siguientes ventajas únicas:

- Micrómetro de alta precisión con una escala fácilmente legible.
- Dispone de un patín que permite una óptima visión de la hoja de diamante (totalmente paralela al patín) que garantiza la profundidad de corte deseada.
- El patín tiene una superficie pulida y superfina que permite deslizarse suavemente sobre la cornea.
- Especialmente diseñado para cirugía Refractiva.

Material: Hoja de diamante natural y mango de titanio.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de enero 2016, rev.1