


CUCHILLETE DE DIAMANTE MICROMÉTRICO RK-ST-3-SCHNITT

REFERENCIA: ME-435

MARCA: MEYCO



Descripción: Cuchillete de diamante micrométrico con las siguientes ventajas únicas:

- Placa lateral para un mejor control.
- Micrómetro de alta precisión con una escala fácilmente legible.
- Dispone de un patín que permite una óptima visión de la hoja de diamante (totalmente paralela al patín) que garantiza la profundidad de corte deseada.
- El patín tiene una superficie pulida y superfina que permite deslizarse suavemente sobre la cornea.
- Especialmente diseñado para LRI.
- 6 caras. Hoja de 1,0mm.

Material: Hoja de diamante natural y mango de titanio.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 28 de noviembre del 2016, rev.1