


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CÁNULA P/FLUIDOS ALTA DENSIDAD 4mm

REFERENCIA: MO-3200

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula de pared ultra fina (0,90mm, 20Ga) para aumentar el flujo de irrigación y largo 4mm. Su punta biselada facilita la inserción en esclerotomía.

Las referencias 3200 y 3201 van provistas de un tubo de PVC de alta presión de 16cm para la inyección de fluidos de alta densidad.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición:* 10 de Marzo de 2016