

CÁNULA P/FLUIDOS ALTA DENSIDAD 6mm

REFERENCIA: MO-3201

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula de pared ultra fina (0,90mm, 20Ga) para aumentar el flujo de irrigación. Largo 6mm. Su punta biselada facilita la inserción en esclerotomía.

Las referencias 3200 y 3201 van provistas de un tubo de PVC de alta presión de 16cm para la inyección de fluidos de alta densidad.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 4 de febrero del 2015, Rev.2