

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CÁNULA INFUSIÓN AGUA Ó GAS 6mm

REFERENCIA: MO-3203

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula de infusión de 6mm de largo. Pared ultra fina (0,90mm, 20Ga) para aumentar el flujo de irrigación. Su punta biselada facilita la inserción en esclerotomía.

Las referencias 3202 y 3203 disponen de un tubo de silicona de 25cm para infusión de agua o gas.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016*