

## MICROPICA I/A 32mm 45° 25G

REFERENCIA: MO-3204

MARCA: MEDONE



Descripción: Micro pica cortante para levantar y extraer membranas de cualquier tipo, incluidas las de la ILM. Con conexión tipo Luer-Lock para asegurar su fijación a sistema Back-flush o jeringuilla. Cánula de 25 Ga y 32mm de longitud con pica cortante de 35°. Desechable y estéril.

Medidas: 32mm de longitud. 25 Ga.

Material: Fabricadas en tubo de paredes muy finas de acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 21 de junio de 2016, Rev.1.*