

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA FLEXTIP XL PARA OJO MIOPE 23G

REFERENCIA: MO-3209
MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula extra-larga de longitud 36mm, con punta de silicona flexible de 3mm para aspiración atraumática de fluidos subretinianos a través de la retina. Gracias a su longitud, está especialmente indicada para mejorar el acceso a la retina en ojos miopes o muy grandes. Conexión luer-lock que permite una conexión rápida y segura a una jeringa, mango backflush u otro elemento de aspiración.

Material/Composición: Fabricadas en tubo de paredes muy finas de acero inoxidable grado médico y con una extensión de Poliamida flexible.

Medidas: Cánula rígida de 23G (0,6mm) y 36mm, con una extensión flexible de 3mm.

Estéril.
Desechable.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016