


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CÁNULA FLEXTIP 25Ga

REFERENCIA: MO-3221

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánulas FlexTip con punta flexible de silicona para la aspiración e inyección de fluidos cerca o bajo la retina. Punta pulida y redondeada para facilitar su introducción. La conexión *luer-lock* le permite asegurar la fijación a un sistema back-flush o jeringuilla.

25Ga

Medidas: Cánula de 0,50mm x 32mm y punta de 1mm.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición:* 10 de Marzo del 2016 rev.1