


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CÁNULA FLEXTIP BRUSHES 25Ga

REFERENCIA: MO-3222

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula con cepillo de silicona, completamente atraumático para el barrido de membranas y restos sobre la superficie de la retina. Con conexión *Luer-Lock* para asegurar su fijación a un sistema back-flush o jeringuilla.

25Ga

Medidas: Cánula de 0,50mm x 32mm y cepillo de 1,5mm.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición:* 10 de Marzo del 2016 rev.1