


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA FLEXTIP 32mm C/PUNTA SILICONA 5mm 25G

REFERENCIA: MO-3224

MARCA: MEDONE SURGICAL



Descripción: Cánula con punta de silicona flexible para aspiración atraumática de fluidos subretinales a través de la retina. El extremo de silicona se alarga 5mm sobre la punta de la cánula. Conexión *Luer lock* para una conexión segura a un mango o jeringuilla.

Medidas: 25Ga.

Presentación: 5 unidades por caja.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1