

CÁNULA I/A 32mm PUNTA ROMA 25G

REFERENCIA: MO-3225

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula roma con paredes finas, de 28mm de longitud para aspiración e inyección de flúidos. La punta está redondeada para facilitar su inserción. Conexión luer-lock para facilitar y asegurar su fijación a un sistema back-flush o jeringuilla. Desechables y estériles.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Fecha de edición: 3 Julio de 2018, Rev.1