

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MICRO PICA 23Ga, ANGULADA 45°

REFERENCIA: MO-3229

MARCA: MEDONE



Descripción: Micro pica cortante para levantar y extraer membranas de cualquier tipo, incluidas las de la ILM. Si es necesario, puede utilizarse como una cánula de irrigación/aspiración. Cánula de 23 Ga y 32mm de longitud con pica cortante angulada 45°, 0,5mm desde la punta.
Con conexión tipo Luer-Lock para asegurar su fijación a sistema Back-flush o jeringuilla.

Medidas: Cánula de 0,60mm x 32mm y punta de angulada 45°, 0,5mm.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1