


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CANULA FLEXTIP RECTA, 1mm 23G

REFERENCIA: MO-3230

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula con punta de silicona flexible indicada para la aspiración atraumática de fluidos subretinales, a través de la retina. El extremo de silicona se alarga 1mm sobre la punta de la cánula. Cánula *Luer lock* para una conexión segura a un mango o jeringuilla.

23Ga.

Medidas: 0,6mm x 32mm

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1*