


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA FLEXTIP RECTA 23Ga

REFERENCIA: MO-3231

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula con punta de silicona flexible para aspiración atraumática de fluidos subretinales a través de la retina. El extremo de silicona se alarga 3mm sobre la punta de la cánula. *Luer lock* para una conexión segura a un mango o jeringuilla.

23Ga.

Medidas: 0,6mm x 32mm

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1