

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CANULA POLYTIP PUNTA SEMI-FLEXIBLE 23/38G

REFERENCIA: MO-3233

MARCA: MEDONE



Descripción: CANULA POLYTIP 28mm, Punta SEMI-Flexible 23G/38G. Cánula con caudal de flujo muy alto. Las extensiones de poliamida de 38G son ideales para inyecciones y extrusiones submaculares, siendo la única alternativa para entrar bajo mácula de forma segura. Conexión luer-lock que permite una conexión rápida y segura a una jeringa, tubo de extensión, o línea de infusión.

Esta cánula es de alta precisión y está indicada tanto para infusión como para aspiración.

Material/Composición: Fabricadas en tubo de paredes muy finas de acero inoxidable grado médico y con una extensión de un calibre inferior de Poliamida flexible.

Medidas: Cánula rígida de 23G (0,6 mm) con una extensión flexible de 5mm en calibre 38G (0,12 mm).
0,60mm x 28mm y punta de 0,12mm x 5mm.

Estéril.
Desechable.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1