

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA COAXIAL DE PERFLUOROCARBONO 23Ga

REFERENCIA: MO-3239

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula de perforación Dual para la inyección de un fluido como el perfluorocarbono o tinte colorante a través de un Lumen central mientras que permite liberar presión mediante la salida pasiva de fluido o aire a través del orificio de escape en el Lumen externo. Med-One utiliza una cánula interior de pared extremadamente delgada para un excelente ritmo de flujo. El espacio vacío en el frente de la boca de la cánula, se llena para reducir las burbujas de aire durante la inyección.

La cánula interior se extiende 3mm más que la cánula exterior.

23Ga.

Medidas: punta de 0,6mm. Longitud total 31mm

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 2 de noviembre de 2015, rev. 2