


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA POLYTIP 23Ga

REFERENCIA: MO-3241

MARCA: MedOne



Descripción: Cánula de 23Ga especialmente diseñada para la cómoda inyección/extracción de fluidos viscosos como el aceite de silicona, gracias a sus paredes finas.

Desechables y estériles.

Medida: 23Ga

Presentación: Caja 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1