


## TUBO DE EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN 16cm L/L

**REFERENCIA:** MO-3243  
**MARCA:** MEDONE



Descripción: Tubo de extensión de alta presión, se puede utilizar con las cánulas PolyTip® VFI para la inyección de líquidos pesados, como el aceite de silicona.

Medidas: 16 mm con conexiones luer lock macho y hembra.

Material: Tubo de PVC. Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo 0120 notificado de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 5 febrero de 2018, Rev. 1*