

CÁNULA EXTENSIBLE POLYTIP 23/38g

REFERENCIA: MO-3248

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula extensible, utiliza una micropunta de 38G, ideal para la inyección subretiniana. La punta es lo suficientemente rígida para penetrar en la retina sin necesidad de realizar una retinotomía previa. La punta de 38G se puede alargar hasta 5 mm de longitud. Tubo más corto, para reducir la pérdida de fluido de inyección. El volumen de cebado es de aproximadamente 0,1 ml.

Medidas: Cánula de 0,6mm (23G) x 28 mm, con punta de 0,12mm (38G).
Estéril.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de septiembre del 2015, Rev.1