

CÁNULA EXTENSIBLE POLYTIP 20/38G

REFERENCIA: MO-3249

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula extensible, utiliza un micropunta 38G, ideal para la inyección subretiniana. La punta es lo suficientemente rígida para penetrar en la retina sin necesidad de realizar una retinotomía previa. La punta de 38G se puede alargar hasta 5 mm de longitud. Tubo más corto, para reducir la pérdida de fluido de inyección. El volumen de cebado es de aproximadamente 0,1 ml.

Medidas: Cánula de 0,9mm (20G) x 28 mm, con punta de 0,12mm (38G).
Estéril.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 13 de Abril del 2015, Rev. 1