

## CÁNULA FLEXTIP™ 25G 0,75mm

REFERENCIA: MO-3251

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula FlexTip™ de 25Ga con punta corta de silicona de 0,75mm, que permite una fácil y rápida inserción al usar trócares valvulados. La suave punta de silicona también permite una buena flexibilidad, para proporcionar un suave toque durante el endo-drenaje.

Medidas: 25Ga, cánula de 32mm con punta de 0,75mm.

Material: Punta de silicona. Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo 0120 notificado de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 27 de Enero del 2017, Rev.1*