

CANULA POLYTIP PUNTA SEMI-FLEXIBLE 27/38G

REFERENCIA: MO-3259

MARCA: MEDONE



Indicaciones: Cánula indicada tanto para infusión como para aspiración.

Descripción: CANULA POLYTIP 28mm, Punta SEMI-Flexible 27G/38G. Cánula con caudal de flujo muy alto. Las extensiones de poliamida de 38G son ideales para inyecciones subretinianas. Esta punta es suficientemente rígida para su introducción en la retina sin necesidad de una retinotomía previa. Conexión luer-lock. Esta cánula es de alta precisión.

Material/Composición: Fabricadas en tubo de paredes muy finas con una extensión de un calibre inferior de Poliamida.

Información Técnica: Cánula rígida de 27G (0,4 mm) x 0,28mm, con una extensión flexible de 5mm en calibre 38G (0,12 mm).

0,40mm x 28mm y punta de 0,12mm x 5mm.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1