

KIT DE INYECCIÓN MICRODOSIS

REFERENCIA: MO-3275

MARCA: MEDONE



Descripción: Jeringa luer lock 1ml con adaptador. El kit de inyección Microdosis es un accesorio diseñado para facilitar y controlar las inyecciones subretinianas utilizando microcánulas. Ideal para inyecciones de bajo volumen.

Principales Características y Beneficios:

- Permite el control completo del cirujano de la inyección subretinal mediante el uso de un pedal, en lugar de depender de un asistente para administrar la inyección.
- Prácticamente no hay pérdida de inyectable por el uso de un juego de extensión de tubo u otro producto de inyección.
- La activación de la jeringa mediante la bomba de consola en lugar de manualmente permite una óptima estabilidad de la punta durante la inyección.

Libre de latex.

Esteril.

Desechable.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Fecha de edición: 17 de noviembre del 2017, Rev.1