

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA BACKFLUSH DE PUNTA FLEXIBLE CON ASPIRACION PASIVA 20G

REFERENCIA: MO-3281
MARCA: MEDONE SURGICAL



Descripción: Cánula backflush con aspiración PASIVA para cirugías de retina. Esta cánula se caracteriza por su mango ergonómico de gran precisión y una punta flexible de silicona de 1 mm, que evita contactos traumáticos al aspirar la superficie de la retina. Material de un solo uso, desechable.

Medidas: 20Ga.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2016 rev.1