


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## BACKFLUSH FlexTip Activo (23Ga)

REFERENCIA: MO-3290

MARCA: MEDONE



Descripción: Back Flush para la aspiración de líquido retiniano de forma *activa*.

Lleva la punta atraumática de silicona de 1mm.

23Ga

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición:* 10 de Marzo del 2016 rev.1