


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA BACKFLUSH CON PUNTA CEPILLO 25Ga

REFERENCIA: MO-3294

MARCA: MedOne



Descripción: Back Flush para la aspiración de líquido retiniano de forma pasiva. Lleva la punta atraumática de silicona terminada en un cepillo, montada en un mango que proporciona un control preciso de la aspiración de gotas de fluido, con un movimiento de la punta del dedo. Desechables y estériles.

Medida: 25Ga

Presentación: Caja 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 9 de Marzo del 2016