

CÁNULA BACKFLUSH DE PUNTA FLEXIBLE CON ASPIRACION ACTIVA 25G

REFERENCIA: MO-3296
MARCA: MEDONE SURGICAL



Descripción: Cánula backflush con aspiración ACTIVA para cirugías de retina. Esta cánula se caracteriza por su mango ergonómico de gran precisión y una punta flexible de silicona de 1 mm, que evita contactos traumáticos al aspirar la superficie de la retina. Material de un solo uso, desechable.

Medidas: 25Ga.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 9 de Marzo de 2016