


## CÁNULA EXTENSIBLE FLEXTIP 25G

**REFERENCIA:** MO-3298  
**MARCA:** MEDONE SURGICAL



Descripción: Las cánulas extensibles FlexTip™ utilizan tubos de silicona blanda que pueden extenderse hasta 7 mm de largo y mango ergonómico de gran precisión. El depósito deslizante permite el reflujo incluso cuando la cánula se extiende. Esta cánula es excelente para el drenaje sub-retiniano, especialmente en casos con líquido en la periferia de la retina, lejos de un desgarro. Los productos incluyen un enchufe desmontable para permitir la aspiración ACTIVA o PASIVA. Material de un solo uso, desechable.

Medidas: 25Ga.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 28 de Noviembre del 2016, rev. 1*