

CANULA EXTENSIBLE FLEXTIP 23g

REFERENCIA: MO-3299

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula extensible FlexTip™. Utiliza un tubo de silicona suave que se puede alargar hasta 7 mm de longitud. El reservorio deslizante permite el reflujos incluso cuando se extiende la cánula. Este producto es excelente para el drenaje subretiniano, especialmente en los casos con fluido en la periferia de la retina. Los productos incluyen un tapón extraíble para permitir la aspiración activa o pasiva.

Medidas: Cánula de 0,6mm (23G), estéril.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de septiembre del 2015, Rev.1