

CÁNULA PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE KAPRAN 23G

REFERENCIA: MO-3300

MARCA: MEDONE



Descripción: Innovadora cánula de extracción de aceite de MedOne, permite la eliminación de aceite a través de una incisión sin suturas. Basta con colocar el trocar usando la técnica estándar, a continuación, empuje el tubo de silicona incluido hacia el puerto de la cánula, de forma especial. Conecte una jeringa y aspire el aceite con una jeringa o sistema de bomba estándar.

Medidas: Cánula de 0,6mm (23G), estéril.

Presentación: Caja 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de julio del 2015, Rev.1