

CANULA CURVA 20G (PUNTA OLIVA SC)

REFERENCIA: MO-3311

MARCA: MEDONE



Descripción: Cánula curva con punta oliva para la inyección/aspiración de viscoelásticos en el espacio supracoroideo o la aplicación de medicamentos en dicho espacio. Igualmente indicada para la aspiración de fluidos en caso de hemorragia supracoroidea y extracción de aceites de silicona.

Medidas: 20G, estéril.

Presentación: Caja 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 27 de noviembre de 2015, Rev. 1