


ANILLO CORNEAL INTRAESTOMAL KERARING

REFERENCIA: MP-SI5A340M200
MP-SI5A340M300

MARCA: MEDIPHACOS



Descripción: Segmento de anillo corneal intraestomal, es un dispositivo médico de precisión implantable para la corrección de irregularidades de la superficie corneal y la reducción de errores de refracción asociados al queratocono y otras ectasias.

Medidas:

Ref. MP-SI5A340M200	Ref. MP-SI5A340M300
ZONA ÓPTICA DE 5.5MM	ZONA ÓPTICA DE 5.5MM
LONGITUD DE ARCO 340º	LONGITUD DE ARCO DE 340º
GROSOR 200 µm.	GROSOR 300µm

Material: Fabricado en PMMA CQ UV. Desechable. Exento de látex.

Presentación: Caja 1 unidad. Estéril. No reutilizable.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0434 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de Febrero de 2018, Rev.3