



Implantes sintéticos absorbibles Extend™ Odyssey

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



Clase del producto

Clase IIb, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Odyssey Medical, Inc.
Bartlett, TN 38133, USA

Información de certificados

•Certificado CE

CE 0050
Certificado- NSAI 252.567

Producto estéril

•Óxido de Etileno

Caducidad

•3 años a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Permite la oclusión hasta 3 meses.

Composición del producto

•Copolímero de Ácido Glicólico y Carbonato de Trimetileno

•Ausencia de: Látex / PVC / Ftalatos / componentes de origen animal

Material del envasado

•Blister: Tyvek 1073B con Poliéster, con 2 milésima de pulgada de LDPE

•Caja: Cartón

Características generales

- **Simplicidad de las tallas:** disponible en las tallas de 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm y 0,5 mm

Cuidados & precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Implantes sintéticos absorbibles Extend™ Odyssey		
Ref. #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-A13-202	Implantes sintéticos absorbibles Extend™ (0.2 x 2.0 mm)	20 implantes por caja
BVI-A13-203	Implantes sintéticos absorbibles Extend™ (0.3 x 2.0 mm)	20 implantes por caja
BVI-A13-204	Implantes sintéticos absorbibles Extend™ (0.4 x 2.0 mm)	20 implantes por caja
BVI-A13-205	Implantes sintéticos absorbibles Extend™ (0.5 x 2.0 mm)	20 implantes por caja
BVI-A13-200	Implantes sintéticos absorbibles Extend™ (lote variado)	20 implantes por caja

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com