

STAT-DRI® PLUS 2OZ

REFERENCIA: 2OZPLUS
MARCA: SCICAN



Descripción: El Stat Dri® Plus 2OZ es un producto sintético que permite que el vapor de agua fluya mejor por las superficies y no se acumule en las paredes internas del cassette del Statim, facilitando el proceso de esterilización y secado. Se recomienda su uso cada 3 ó 4 ciclos para un resultado óptimo de su equipo STATIM.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido Azul
Olor	Dulce
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Punto de ebullición	100°C
pH @ 1%	2,8-4,5
Gravedad específica, 25C	1.0250.05

Material-composición:

Ingredientes	CAS#	%Peso
Agua	7732-18-5	85-90
Ácido Cítrico	77-92-9	5-10
Ácidos Grasos Etoxilados	68603-25-8	1-5
Ácido Fosfórico	7664-38-2	<0.25
Coloración	3844-45-9 6359-98-4 6359-90-6 587-98-4	0.25

Medidas: Largo total 120 mm., 35 mm Ø. Contiene: 59 ml.

Conservación: Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente. Mantener los envases perfectamente cerrados.

Presentación: 1 unidad

Para más datos de composición y precauciones en su utilización, ver ficha de seguridad del producto.

El producto cumple con la normativa 91/155/EEC y el Standard 29CFR1910.1200 del OSHA Hazard Communication.

Fecha de edición: 06 de Febrero del 2017, rev. 2.