

## CONTROLES BIOLÓGICOS 24 HORAS PARA AUTOCLAVE A VAPOR

REFERENCIA: SCI-BI-25  
MARCA: SCICAN



Descripción: Controles biológicos (Espóras) para ciclos de autoclaves a vapor. Contiene bacteria termoresistente (*Geobacillus stearothermophilus*)

En solo 24 horas resultados óptimos.

Población bacteriana sometida a calor:  $1,7 \times 10^5$ .

Solo para uso en incubadora SCI-BINC-230

Presentación: Caja de 25 unidades.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de Julio 2013, rev.0*