



**MEDICAL MIX, S.L.**  
Amposta, 20  
08174 Sant Cugat del Vallès  
(Barcelona)  
Tel. 93 589 36 37  
Fax 93 589 28 29  
mmix@medicalmix.com  
www.medicalmix.com

## INCUBADORA 24 HORAS CONTROLES BIOLÓGICOS PARA AUTOCLAVE A VAPOR

**REFERENCIA:** SCI-BINC-230  
**MARCA:** SCICAN



Descripción: Incubadora a 57°C de controles biológicos para ciclos de autoclaves a vapor. Dispone de 10 orificios para 10 controles biológicos. Dispone de temporizador. Una vez colocado el control activamos el temporizador y al cabo de 24 horas nos avisa mediante un pitido cuando ha transcurrido el tiempo necesario. Podemos controlar 5 diferentes secuencias de tiempo. Lectura rápida y sencilla del resultado.

Presentación: Caja de 1 Unidad.

Dispone de Certificado CE

Fecha de edición: 18 de Julio 2013, rev.0