

SILLÓN QUIRÚRGICO HIDRÁULICO

REFERENCIA: U-3030-10

MARCA: UFSK



UFSK ha diseñado un nuevo modelo de silla de cirujano ergonómica, con sistema hidráulico de ajuste de altura. Es el complemento perfecto de la mesa quirúrgica para garantizar una total comodidad y seguridad, tanto para el cirujano como para el paciente.

Características:

- Sillón anatómico para cirugía y microcirugía.
- Base con cinco ruedas dobles antiestáticas y aro reposa-pies cromado.
- Regulación de la altura mediante sistema de elevación hidráulica con pedal.
- Altura asiento regulable: 53/72 cm.
- Asiento con rotación y bloqueo.
- Tapicería antiestática negra.
- Reposo-brazos y respaldo ajustables.
- Sistema de bloqueo centralizado de las ruedas.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC

Fecha de edición: 17 de Junio del 2016, rev. 2