

SILLA DE CIRUJÍA PARA AYUDANTE

REFERENCIA: U-ASSISTLINE

MARCA: UFSK



Descripción: Silla de cirugía para ayudante con chasis montado en 5 piezas, pedal fabricado de aluminio pulido, asiento rotatorio y anatómicamente inclinado, que garantiza una total estabilidad y seguridad.

Medida: Asiento hinchable manualmente ajustable a 42-54 cm.

Presentación: 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 15 de diciembre del 2016, Rev.2