

MESA QUIRÚRGICA MÓVIL

REFERENCIA: U-BL400 XL/ST

MARCA: UFSK



Descripción: Mesa quirúrgica hidráulica diseñada específicamente para la cirugía ambulatoria en oftalmología.

Características Técnicas:

- Mesa montada sobre ruedas dobles de 150mm electro-conductoras, que pueden bloquearse direccionalmente.
- Desplazamiento muy suave.
- Chasis metálico de 50mm y sólida construcción de color gris-plateado.
- Posibilidad de desplazamiento lateral para almacenamiento y colocación en pasillos estrechos.
- Sistema de elevación hidráulico accionado con el pie que puede instalarse tanto a los pies como a la cabeza de la mesa con 4 posiciones distintas:
 - Elevación/descenso de la totalidad,
 - Elevación/descenso de la sección pies,
 - Elevación/descenso de la sección cuerpo,
 - Elevación/descenso de la sección cabeza.
- Freno centralizado a las 4 ruedas.
- Trendelenburg y trendelenburg inverso (opcional).

- Raíl lateral para accesorios.
- Asas en la parte de los pies para facilitar su traslado.
- Colchón de 80mm de espesor, lavable y conductor de corriente.
- Cabezal ajustable y almohadilla con perfiles adaptados a la cabeza del paciente;

Configuración Modelo Standard:

- Gotero de infusión de 4 ganchos (Ref. U-0170).
- Dispositivo flexible para oxigenación del paciente que actúa a la vez como soporte del campo (Ref.U-0330).
- Anclaje aluminio (Ref. U-0120)
- Almohadilla para las rodillas de paciente. (Ref: U-0190)

Dimensiones:

- Largo: 2.000/2.050mm
- Ancho: 650mm
- Alto: 650 a 1.030mm (ajustable)

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC

Fecha de edición: 12 de junio de 2017 rev.1