

SILLA RELAX MOTIONLINE

REFERENCIA: U-MOTIONLINE

MARCA: UFSK



Descripción: La silla de relax U-MOTIONLINE ofrece comodidad superior en el transporte de pacientes, tanto para el personal del centro sanitario, como para el paciente.

Ventajas para el personal sanitario:

- Empuñaduras ergonómicas y cómodas.
- Cesta integrada mediante un clip, para depositar los efectos personales de los pacientes; perfectamente posicionada debajo de la superficie de asiento.
- De alta calidad, cómoda y tapicería de fácil cuidado, para satisfacer incluso los requisitos de higiene más estrictos.
- Respaldo ajustable en todas las posiciones y asiento ajustable mediante pedal.
- Cómodo y fácil de maniobrar por una sola persona.
- Dispone de dos ruedas de gran tamaño en la parte de los pies y dos dobles ruedas de menor tamaño en la cabeza, para facilitar el movimiento sin esfuerzo por una sola persona.
- Dispone de dos palancas de freno, para bloquear las ruedas de los asientos y proporcionar estabilidad en perfecta posición.



Ventajas para el paciente:

- Gran flexibilidad, con amortiguador de soporte para el cuello, ajustable en altura, para una mayor comodidad del paciente.
- "Inclinación orgánica": ángulo de inclinación del asiento de nuevo desarrollo, para evitar que el paciente se deslice y protegerlo contra las rozaduras.
- Con cubierta amplia y resistente, para un excelente nivel de confort durante la reclinación.
- Acolchado del respaldo ergonómico con soporte lumbar.
- Marco de acero resistente para los pacientes que pesan hasta 135 kg.
- Abatible, con cómodos reposabrazos para una mayor seguridad de los pacientes.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC

Fecha de edición: 30 de julio del 2015, Rev.1.