

## SILLÓN QUIRÚRGICO ELÉCTRICO

**REFERENCIA: U-SURGILINE**  
**MARCA: UFSK**



UFSK ha diseñado un nuevo modelo de silla de cirujano ergonómica con sistema eléctrico de ajuste de altura. SurgiLine es el complemento perfecto de la mesa quirúrgica para garantizar una total comodidad y seguridad tanto para el cirujano como para el paciente.

### Características:

- Respaldo basculante ajustable en altura, totalmente ergonómico para evitar la sobrecarga de la zona lumbar.
- Asiento basculante y ergonómico para una óptima distribución del peso.
- Apoyabrazos ergonómicos, totalmente giratorios y ajustables en altura y longitud.
- Freno en las cuatro ruedas.
- Pedales de control bajo el chasis.
- Batería recargable con botón de parada de emergencia.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 89/392/EWG

*Fecha de edición: 10 de noviembre de 2017, Rev.3*