

## SILLON DE CIRUJANO ELECTRICO CON APOYABRAZOS

REFERENCIA: U-SURGITREND

MARCA: UFSK



Descripción: La silla Surgitrend está diseñada especialmente para el cirujano.

Características:

Una vista detallada de la base de la silla, que muestra el chasis de acero, las ruedas y el pedal de control.	<p>Base de acero de alta estabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Doble recubrimiento, amplio espacio para las piernas, chasis acortado.</li><li>- Dispone de una quinta rueda para mejorar la maniobrabilidad y el apoyo.</li></ul>
Una fuente de alimentación rectangular de color gris con un asa superior y un botón de parada de emergencia.	<p>Fuente de alimentación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Batería independiente recargable, con botón de parada de emergencia integrado.</li></ul>

	<p>Apoyabrazos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lado derecho e izquierdo, totalmente ajustables.</li></ul>
	<p>Ruedas de doble rueda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sin restricciones de movilidad, giro de 360° con excelentes características de manejo.</li></ul>
	<p>Sistema de asiento Dinámico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El mecanismo de asiento lumbar dinámico se puede ajustar individualmente para cada usuario, consiguiendo así una correcta postura. Apoyo activo entre cada cambio de posición, sentado o de pie.</li><li>- Medidas del respaldo: 38x 44 x 12 cm</li></ul>
	<p>Pedales de control bajo el chasis</p>
	<p>Tapicería de alta calidad con un efecto de brillo mate tenue; resistente a la abrasión y al desgarrar, resistente a los desinfectantes, fácil de limpiar.</p>
	<p>Sistema de frenado central efectivo en las 4 ruedas.</p>

*Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC*

*Fecha de edición: 28 de septiembre del 2015, Rev.1.*