

Protectores oculares Visitec®

No estéril, de un solo uso



HOJA DE DATOS

| | |
|---|--|
| Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, no estéril De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios | Vida útil: <ul style="list-style-type: none">N/D. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. | Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Proteger el ojo antes o después de la cirugía |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 | Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">polipropilenoSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal |
| Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">N/D. | Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: bolsa de polietilenoSecundario: cartón |

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- Protector ocular de plástico con orificios de ventilación.
- Protector ocular flexible moldeado para ajustarse a los ojos derecho o izquierdo con el fin de ofrecer protección y confort.
- Los bordes suaves no necesitan cubrirse.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

| Protectores oculares Visitec®, no estéril | | |
|---|---|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| X-00-08600 | Protector ocular Visitec®, derecho, blanco | 12 |
| X-00-08601 | Protector ocular Visitec®, izquierdo, blanco | 12 |
| X-00-08604 | Protector ocular Visitec®, derecho, beige | 12 |
| X-00-08605 | Protector ocular Visitec®, izquierdo, beige | 12 |
| X-00-08606 | Protector ocular Visitec®, derecho, verde | 12 |
| X-00-08607 | Protector ocular Visitec®, izquierdo, verde | 12 |
| X-00-08608 | Protector ocular Visitec®, derecho, azul | 12 |
| X-00-08609 | Protector ocular Visitec®, izquierdo, azul | 12 |
| X-00-08610 | Protector ocular Visitec® universal, blanco | 12 |
| BVI-0008612 | Protector ocular Visitec® universal, beige | 12 |
| X-00-08618 | Protector ocular Visitec® universal, transparente | 12 |

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA