

Paños para instrumental y bloque de limpieza de diamantek



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase FDA/Clase MDD (consultar tabla) estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.Excepción: para 581047 y 581076 es de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <u>223621, 400210, 700210</u> Limpieza del delicado instrumental quirúrgico y absorción de fluidos. <u>Todos los paños</u> Limpieza del delicado instrumental quirúrgico. <u>400119</u> Limpieza de cuchilletos de diamante.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Acetato de polivinilo (PVA) 581076: incluye cinta adhesiva de doble cara Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma (cobalto 60)Steris Corporation, Isomedix Services	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: bolsa de Tyvek/PET dentro de la caja

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BVI, el logotipo de BVI y todas las demás marcas comerciales registradas (a menos que se indique lo contrario) son propiedad de una empresa Beaver-Visitec International ("BVI") © 2017 BVI 0590124ES-0117 Rev01

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Los productos oftalmológicos Merocel® están diseñados para ofrecer a los cirujanos un producto superior sin fibras para un control de fluidos excepcional y una limpieza segura del delicado instrumental microquirúrgico.
- El exclusivo material Merocel® es muy absorbente, de rápida evaporación y que no suelta hilos.
- Los paños para instrumental Visitec® and Ultracell® están fabricados en PVA altamente absorbente.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

.....

Información del producto:

Paños para instrumental y bloque de limpieza de diamante				
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja	Sin clase FDA	Clase MDD
BVI-581047	Paño para instrumental Visitec® Visiwipe™ 7,3 x 7,3 cm (2 7/8 x 2 7/8")	20	Clase I	Clase I
BVI-581076	Paño adhesivo Visitec® Visiwipe™ 7,6 x 4,5 cm (3 x 1 3/4 - 4")	20	Clase I	Clase I
BVI-223620	Paño para instrumental Merocel®, 3" x 3"	20	Clase I	Clase I
BVI-223621	Paño Merocel® con mecha, 3" x 3"	20	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa
BVI-223625	Paño Merocel® con adhesivo trasero, 1,56" x 3,25"	20	Clase I	Clase I
X-400119	Bloque de limpieza de diamante Merocel®	10	Clase I	Clase I
X-400126	Colector Hardten Merocel® con adhesivo trasero, 50,8" x 50,8" mm (2 x 2)	20	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa
X-400200	Paño para instrumental Merocel®, 3,625" x 3"	20	Clase I	Clase I
X-400204	Paño Merocel® con adhesivo trasero, 2" x 2"	20	Clase I	Clase I
X-400207	Paño para instrumental Merocel®, 3" x 3"	20	Clase I	Clase I
X-400210	Paño Merocel® con mecha, 3,625" x 3"	20	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa

BVI-90900	Paño para instrumental Ultracell® 3" x 3" x 2mm	20	Clase I	Clase I
BVI-90910	Paño para instrumental Ultracell® 3" x 3" x 1mm	20	Clase I	Clase I
BVI-700210	Paño Merocel® con mecha 82,6 x 82,6 mm (3,25 x 3,25")	100	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452 Oficina de
EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14
4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA