

# Paños para instrumental y bloque de limpieza de diamantek



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase FDA/Clase MDD (consultar tabla) estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li><li>Excepción: para 581047 y 581076 es de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <b><u>223621, 400210, 700210</u></b> Limpieza del delicado instrumental quirúrgico y absorción de fluidos.  <b><u>Todos los paños</u></b> Limpieza del delicado instrumental quirúrgico.  <b><u>400119</u></b> Limpieza de cuchilletos de diamante.
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Acetato de polivinilo (PVA)</li></ul> <b>581076:</b> incluye cinta adhesiva de doble cara <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma (cobalto 60)</li><li>Steris Corporation, Isomedix Services</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> bolsa de Tyvek/PET dentro de la caja</li></ul>

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BVI, el logotipo de BVI y todas las demás marcas comerciales registradas (a menos que se indique lo contrario) son propiedad de una empresa Beaver-Visitec International ("BVI") © 2017 BVI 0590124ES-0117 Rev01

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Los productos oftalmológicos Merocel® están diseñados para ofrecer a los cirujanos un producto superior sin fibras para un control de fluidos excepcional y una limpieza segura del delicado instrumental microquirúrgico.
- El exclusivo material Merocel® es muy absorbente, de rápida evaporación y que no suelta hilos.
- Los paños para instrumental Visitec® and Ultracell® están fabricados en PVA altamente absorbente.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

.....

## Información del producto:

Paños para instrumental y bloque de limpieza de diamante				
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja	Sin clase FDA	Clase MDD
BVI-581047	Paño para instrumental Visitec® Visiwipe™ 7,3 x 7,3 cm (2 7/8 x 2 7/8")	20	Clase I	Clase I
BVI-581076	Paño adhesivo Visitec® Visiwipe™ 7,6 x 4,5 cm (3 x 1 3/4 - 4")	20	Clase I	Clase I
BVI-223620	Paño para instrumental Merocel®, 3" x 3"	20	Clase I	Clase I
BVI-223621	Paño Merocel® con mecha, 3" x 3"	20	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa
BVI-223625	Paño Merocel® con adhesivo trasero, 1,56" x 3,25"	20	Clase I	Clase I
X-400119	Bloque de limpieza de diamante Merocel®	10	Clase I	Clase I
X-400126	Colector Hardten Merocel® con adhesivo trasero, 50,8" x 50,8" mm (2 x 2)	20	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa
X-400200	Paño para instrumental Merocel®, 3,625" x 3"	20	Clase I	Clase I
X-400204	Paño Merocel® con adhesivo trasero, 2" x 2"	20	Clase I	Clase I
X-400207	Paño para instrumental Merocel®, 3" x 3"	20	Clase I	Clase I
X-400210	Paño Merocel® con mecha, 3,625" x 3"	20	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa

BVI-90900	Paño para instrumental Ultracell® 3" x 3" x 2mm	20	Clase I	Clase I
BVI-90910	Paño para instrumental Ultracell® 3" x 3" x 1mm	20	Clase I	Clase I
BVI-700210	Paño Merocel® con mecha 82,6 x 82,6 mm (3,25 x 3,25")	100	Clase II antes de la enmienda	Clase IIa

**Solo para clientes de EE. UU.:**

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452 Oficina de  
EE. UU.: 866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)

**Todos los demás clientes:**

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire, OX14  
4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA